

Salvapad

Protection and hygiene
Protección e higiene





PRESSURE SORE PREVENTION
PREVENCIÓN DE ESCARAS

Fibre · Mouton · Standard

Salvapad

Salvapad products are designed to absorb pressure from the protruding parts of the body, minimizing the damage it can cause to the skin. Due to its anatomical shape and the use of hypoallergenic, breathable and soft touch materials, it allows the patient to maintain a comfortable position and they are a fast, efficient and economic way to prevent bedsores.



Los productos Salvapad están diseñados para absorber la presión de las partes protuberantes del cuerpo, minimizando el daño que ésta puede producir en la piel. Por su forma anatómica y el empleo de materiales hypoalergénicos, transpirables y agradables al tacto, permiten al paciente mantener una posición confortable y suponen una forma rápida, eficaz y económica de prevenir las úlceras por presión.

Bedsore prevention

One of the most common injuries due to long periods of hospitalization in bed are pressure ulcers or bedsores. It is skin wounds caused by the pressure of the patient's body on the bed to keep the same position for extended periods. Normally, the most affected areas of the body are bony protrusions (elbow, heel, ankle, leg, shoulders ...) and can affect patients of any age. This situation causes the patient's hospital stay to increase considerably treat these wounds, and by extension the cost of treatment, so it is vital to take preventive measures.

Prevención de escaras

Una de las lesiones más comunes debido a largos períodos de hospitalización en cama son las úlceras por decúbito o escaras. Son heridas en la piel provocadas por la propia presión del cuerpo del paciente sobre la cama por mantener la misma posición durante períodos prolongados. Normalmente, las áreas del cuerpo más afectadas son las protuberancias óseas (codo, talón, tobillo, pierna, hombros...) y puede afectar a pacientes de cualquier edad. Esta situación provoca que la estancia del paciente en el hospital aumente considerablemente al tener que tratar estas heridas, y por extensión el coste del tratamiento, por lo que es de vital importancia tomar medidas de prevención.

Salvapad Fibre



It provides the patient with a comfortable and stable position, relieving pressure in areas with bony protrusions and improving rest and quality of the patient's sleep. The filling with siliconized hollow fiber offers a high pressure dispersion capacity, making Salvapad Fibre the most convenient and professional choice.

Proporciona al paciente sentado o encamado una posición cómoda y estable, aliviando la presión en las zonas con protuberancias óseas y mejorando el descanso y la calidad del sueño del paciente. El relleno de fibra hueca siliconada ofrece una elevada capacidad de dispersión de la presión, haciendo de Salvapad Fibre la elección más conveniente y profesional.

Heel protector

Talonera

Code/ Código

SVP2442

Box of 12 units (6 pairs)
Caja de 12 unidades (6 pares)



Recommended to jointly use both products for more effective protection.
Se recomienda utilizar de manera conjunta ambos productos para una protección más efectiva.



4

Elbow / Lower leg protector

Codera / Apoya-Pantorrilla

Code/ Código

SVP2441

Box of 10 units (5 pairs)
Caja de 10 unidades (5 pares)



Rectangular cushion

Cojín rectangular



Code/Código
SVP2453
45 x 60 cm



V-cushion

Cojín en V



Code/Código
SVP2452



Ring form cushion

Cojín redondo

Bottom of water-resistant and breathable polyurethane.
Base de poliuretano impermeable y transpirable.

Code/ Código

SVP2439

45 x 45 x 13 cm



Square cushion


Cojín cuadrado

Top of water-resistant and breathable polyurethane.
Parte superior de poliuretano impermeable y transpirable.

Code/ Código

SVP2454

45 x 40 x 13 cm



Protection kit for wheelchair

Kit de protección para silla de ruedas

Bottom of water-resistant and breathable polyurethane.
Base de poliuretano impermeable y transpirable.

Code/ Código

SVP2455



Salvapad Mouton



Heels, elbow pads, bolsters and cushions for the prevention of bedsores, made with Mouton fabric. Siliconized hollow fiber material 20mm thick; soft, comfortable and breathable, which keeps the skin dry.

Talonerías, coderas, traveseros y cojines para la prevención de escaras, fabricados con tejido Mouton. Material de fibra hueca siliconada de 20mm de espesor; suave, cómodo y transpirable, que mantiene la piel seca.

Heel protector Plus

Talonera Plus

Code/ Código

SVP2413

Box of 6 units (3 pairs)
Caja de 6 unidades (3 pares)



Coating with hypoallergenic Mouton long hair inside and velour polyamide fabric outside. With velcro straps for quick and adjustable fastening.

Recubrimiento interior Mouton hipoalergénico de pelo largo y exterior de tejido velour poliamida. Con cintas de velcro para una sujeción rápida y ajustable.



Heel protector

Talonera

Code/Código
SVP2412

Box of 10 units (5 pairs)
Caja de 10 unidades (5 pares)



Heel protector Lite

Talonera Lite

Code/Código
SVP2461

Box of 16 units (8 pairs)
Caja de 16 unidades (8 pares)



Elbow protector

Codera

Code/Código

SVP2411

Box of 10 units (5 pairs)
Caja de 10 unidades (5 pares)



Formats

Traveseros

Code/Código Size/Medidas

SVP2422	50 x 70cm
SVP2423	70 x 90cm
SVP2424	90 x 150cm
SVP2425	140 x 70cm
SVP2426	70 x 190cm
SVP2427	90 x 140cm



Square cushion

Cojín cuadrado



Code/Código
SVP2431
42 x 42 cm

Bottom of water-resistant and breathable polyurethane.
Base de poliuretano impermeable y transpirable.

Ring form cushion

Cojín redondo con abertura



Code/Código
SVP2434

Bottom of water-resistant and breathable polyurethane.
Base de poliuretano impermeable y transpirable.

Square cushion with ring

Cojín cuadrado con abertura

Code/ Código
SVP2432



Bottom of water-resistant and breathable polyurethane.
Base de poliuretano impermeable y transpirable.

Square cushion "U" form

Cojín forma de herradura

Code/ Código
SVP2433



Bottom of water-resistant and breathable polyurethane.
Base de poliuretano impermeable y transpirable.

Salvapad



Simple and effective solutions for the bedsore prevention, with ergonomic design suitable for elbow and heel, with triple cushioning support base. Made of soft touch, breathable and hypoallergenic padded material. Quick and easy application with velcro straps.

Soluciones sencillas y efectivas para la prevención de úlceras por presión, con diseño ergonómico adecuado para codo y talón, con base de apoyo de triple almohadillado. Fabricados con material acolchado de tacto suave, transpirable e hipoalergénico. Aplicación rápida y fácil con sujeción mediante cintas de velcro.

Salvapad

Heel / Elbow protector

Talonera / Codera

Code/ Código

SVP2401

Box of 24 units (12 pairs)
Caja de 24 unidades (12 pares)



14

Heel / Elbow protector Lite

Talonera / Codera Lite

Code/ Código

SVP2405 Elbow / Codo

SVP2406 Heel / Talón

Box of 24 units (12 pairs)
Caja de 24 unidades (12 pares)



Heel / Elbow protector LS

Talonera / Codera LS



Code/Código

SVP2402

Box of 20 units (10 pairs)
Caja de 20 unidades (10 pares)

Heel protector XL

Talonera XL



Code/Código

SVP2403

Box of 24 units (12 pairs)
Caja de 24 unidades (12 pares)



Medicare System products are manufactured according to the directive 93/42/EC of the European Council and are registered with U.S. FDA with nº 3008797789.
Los productos de Medicare System están fabricados conforme a la directiva 93/42/CEE del Consejo Europeo y están registrados en la U.S. FDA con el nº 3008797789.



Medi Care System, S.L.U.
Abat Escarré, 15 · 08302 Mataró (Barcelona) Spain
Phone: +34 937 570 048 · Fax: +34 937 414 068
info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.net